

ProCare Dent 10 A - 5 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor het optimaal behandelen van standaard instrumenten.



- Geschikt voor standaard instrumenten (geen hand- en hoekstukken)
- Afgestemd op behandelingsprocessen in de Miele thermodesinfector
- Hoogste reinigingsprestaties
- Vloeibaar concentraat

EAN: 4029577143398 / Materiaalnummer: 12186660 /

Oud Materiaalnummer: 66912202EU1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van bloed	Goed
Verwijderen van organische resten	Goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	3 ml/l (0,3%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	11,3
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosfaat
Vrij van oxidatiemiddelen	•
Goed reinigingsvermogen	•
Hogere materiaalbescherming tegen corrosie	•
Vrij van tensiden	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	10
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•