

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

met schenkhulp, voor optimale neutralisatie op basis van organische zuren.



- Bijzonder geschikt voor hand- en hoekstukken
- Afgestemd op behandelingsprocessen in de Miele thermodesinfector
- Doseren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkhulp
- Zeer veilig voor het materiaal
- Vloeibaar concentraat

EAN: 4029577155032 / Materiaalnummer: 12187230 / Oud Materiaalnummer: 66915202EU1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	Goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 ml/l (0,1%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	3,0
Kleine opening als schenkhulp	•
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur
Vrij van tensiden	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	60
Buitenmaat, brutodiepte in mm	105
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•