

ProCare Dent 30 C - 5 l
Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l
voor het optimaal neutraliseren op basis van citroenzuur.



- Bijzonder geschikt voor hand- en hoekstukken
- Afgestemd op behandelingsprocessen in de Miele thermodesinfector
- Zeer veilig voor het materiaal
- Vloeibaar concentraat

EAN: 4029577143466 / Materiaalnummer: 12187250 /
Oud Materiaalnummer: 66915302EU1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	Goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 ml/l (0,1%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	3,0
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur
Vrij van tensiden	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	6
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•