

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

met schenkulp, voor optimale neutralisatie op basis van fosforzuren.



- Geschikt voor standaard instrumenten (geen hand- en hoekstukken)
- Afgestemd op behandelingsprocessen in de Miele thermodesinfector
- Dosereren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkulp
- Zeer veilig voor het materiaal
- Vloeibaar concentraat

EAN: 4029577155087 / Materiaalnummer: 12187370 /
Oud Materiaalnummer: 66914202EU1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van aanloopkleuren, kalk, urinesteen en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	Goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 ml/l (0,1%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	2,3
Kleine opening als schenkulp	•
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosforzuur
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van tensiden	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor verchromde delen	•
Niet geschikt voor vernikkelde delen	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	60
Buitenmaat, brutodiepte in mm	105
Brutogewicht in kg	2
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•