

ProCare Dent 30 P - 5 l
Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l
voor het optimaal neutraliseren op basis van fosforzuur.



- Geschikt voor standaard instrumenten (geen hand- en hoekstukken)
- Afgestemd op behandelingsprocessen in de Miele thermodesinfector
- Zeer veilig voor het materiaal
- Vloeibaar concentraat

EAN: 4029577143497 / Materiaalnummer: 12187380 /
Oud Materiaalnummer: 66914302EU1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van aanloopkleuren, kalk, urinesteen en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	Goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 ml/l (0,1%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	2,3
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Fosforzuur
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van tensiden	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor verchromde delen	•
Niet geschikt voor vernikkelde delen	•
Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	130
Buitenmaat, brutobreedte in mm	215
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245
Brutogewicht in kg	8
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•