

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Naspoelmiddel, 1 l

met schenkulp, voor het naspoelen van het spoelgoed.



- Voor een betere en kortere droging
- Afgestemd op behandelingsprocessen in de Miele thermodesinfector
- Doseren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkulp
- Vloeibaar concentraat

EAN: 4029577155117 / Materiaalnummer: 12187410 /  
Oud Materiaalnummer: 66917102EU1

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Aanbevolen dosering</b>	
Aanbevolen dosering per spoelgang	0,3 ml/l (0,03%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	3,8
Kleine opening als schenkulp	•
<b>Belangrijkste toepassingen</b>	
Tandartspraktijk	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Naglansmiddel.
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Methylchlorisothiazolinone ,Methylisothiazolinone,Fosf onaat,niet-ionische tensiden
Geschikt voor hand- en hoekstukken	•
Verbeterd en verkort het droogproces	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	241
Buitenmaat, nettobreedte in mm	106
Buitenmaat, nettodiepte in mm	58
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	60
Buitenmaat, brutodiepte in mm	105
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
CE	•
GHS/CLP-conform	•