


APLW 631

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van volgelaatsmaskers.

EAN: 4002516726036 / Materiaalnummer: 12230130 / Oud Materiaalnummer: 69663100D



- Veilige behandeling van max. 4 volgelaatsmaskers
- Met 4 rekken voor kleine instrumenten

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Productcategorie	
Inzet voor volgelaatsmaskers	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van volgelaatsmaskers	•
Capaciteit	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	190
Buitenmaat, brutobreedte in mm	265
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	2,99
Brutogewicht in kg	2,99