

APLW 839

Houder

voor het vastzetten van persluchtflessen.



- Inhoud: 2 houders voor het vastzetten van een persluchtfles
- Te gebruiken in inzet APLW 636

EAN: 4002516652045 / Materiaalnummer: 12230180 / Oud Materiaalnummer: 69683900D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Behandeling van persluchtflessen	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	150
Buitenmaat, brutodiepte in mm	200
Nettogewicht in kg	0,50
Brutogewicht in kg	0,52