

APLW 873  
Aanhanger  
met karabijnhaak voor kleurenmarkering.



- Set van 6 aanhangers in diverse kleuren en 6 karabijnhaken
- Te gebruiken met APFD 200, APFD 201, APLW 630 en APLW 631

EAN: 4002516726050 / Materiaalnummer: 12230230 / Oud Materiaalnummer: 69687300D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige accessoires	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Geel, Groen, Zwart, Wit, Paars
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van ademluchttoestellen	•
Herverwerking van volgelaatsmaskers	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,03