

PKF-RO/1

Actief-koolstoffilter

ter bescherming van de membranen van omgekeerde osmose-installaties.

EAN: 4002516691655 / Materiaalnummer: 12295400 / Oud Materiaalnummer: 67809802D



Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PTD 701	•
PTD 702	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	95
Buitenmaat, brutobreedte in mm	95
Buitenmaat, brutodiepte in mm	285
Nettogewicht in kg	0,49
Brutogewicht in kg	0,58

- Verwijdert smaakstoffen, geurtjes, drab en chloor
- Stromingsbereik: 0–300 l/h
- Bedrijfsdruk: 1–6 bar. Max. drukval: 40 kPa
- Watertemperatuur: 4–35 °C
- Maximale standtijd: 1 jaar of na filtering van 40 m³ water