

ProCare Tex 10 W - 20 l

Wolwasmiddel, vloeibaar concentraat, enigszins zuur, 20 l voor machinale reiniging van wol.



- Wol vervilt niet
- Voorkomt uitlopen van kleuren
- Voorkomt vergrijzing
- Dermatologisch getest

EAN: 4002516732440 / Materiaalnummer: 12338960 / Oud Materiaalnummer: 59706301V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Dosering	
pH-waarde van gebruikte oplossing	4,8-5,8
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Wasserettes	•
Hotels, restaurants	•
Producteigenschappen	
Biologisch afbreekbaar	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,03
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	385
Buitenmaat, nettobreedte in mm	258
Buitenmaat, nettodiepte in mm	294
Inhoud in ml	20000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•