

## APST 012

Houder, draaibaar tot 90 graden  
voor gebruik in PST 2210 en PST 2220.



- Geschikt voor maximaal 6 standaardtrays
- 90° gedraaid, geschikt voor 1 container/cassette
- Bruikbaar oppervlak container [mm]: 190 x 150 x 387

EAN: 4002516749653 / Materiaalnummer: 12378910 / Oud Materiaalnummer: 68900013D

<b>Productcategorisatie</b>	
Kleine sterilisatoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Productcategorie</b>	
Houder	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Trays/dienbladen [aantal]	5
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	200
Buitenmaat, nettobreedte in mm	197
Buitenmaat, nettodiepte in mm	385
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	0,54
Brutogewicht in kg	1,20