


APWD 211

Rekkenset

voor de behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Bovenrek A 105/1 met E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836
- Onderrek A 151

EAN: 4002516721857 / Materiaalnummer: 12379770 /

Oud Materiaalnummer: 69621100D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Zeefschaal	•
Overige inzetstukken	•
Injectorrek	•
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Onderrek	•
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Capaciteit	
Hand- en hoekstukken [aantal]	22
Holle instrumenten [aantal]	22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	560
Buitenmaat, nettobreedte in mm	545
Buitenmaat, nettodiepte in mm	565
Buitenmaat, brutohoogte in mm	595
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	585
Nettogewicht in kg	11,13
Brutogewicht in kg	12,59
Meegeleverde verpakking	
A 838 sleutelset [aantal]	1