

APWD 216

Rekkenset

voor de behandeling van tandheelkundige instrumenten.



- Bovenrek A 105/1 met E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Filterbuis A 800 en reinigingsborstel A 804
- Onderrek A 151 met A 317, injectoreenheid A 315/1, A 836
- Maakt de behandeling van max. 44 holle instrumenten mogelijk

EAN: 4002516721864 / Materiaalnummer: 12379800 /
Oud Materiaalnummer: 69621600D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Inzet voor trays/bladen	•
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Overige inzetrekken/overige modules	•
Houder	•
Inspuiter	•
Filter	•
Overige accessoires	•
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	6
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
Capaciteit	
Trays/dienbladen [aantal]	6
Hand- en hoekstukken [aantal]	44
Spenen [aantal]	44
Holle instrumenten [aantal]	44
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	890
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	585
Nettogewicht in kg	17,58
Brutogewicht in kg	19,43
Meegeleverde verpakking	
A 838 sleutelset [aantal]	1