

GN HyClean Pure

Stofzuigerzak HyClean Pure GN

met de beste filtercapaciteit van 99,99% dankzij Miele AirClean-systeem.

EAN: 4002516769781 / Materiaalnummer: 12421130 /
Oud Materiaalnummer: 41996720INT



- Lange gebruiksduur door luchtstroomgeleider en 3D-ontvouwing
- 80% recycleerbaar – de milieuvriendelijkste stofzuigerzak die Miele ooit heeft gehad
- Stofzuigerzak stofvrij vervangen dankzij automatische afsluiting
- Uiterste efficiëntie bij het stofzuigen met laag stroomverbruik
- Inhoud: 4 stofzuigerzakken, 1 motorfilter, 1 uitblaasfilter
- o.a. voor Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2