

Boost CX1 125 Edition
Stofzuiger zonder zak
voor maximaal zuigvermogen in een compact ontwerp.



- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Houdt zelfs kleinste deeltjes tegen – Hygiene AirClean Filter
- Zeer comfortabel in hoogte verstelbaar met de Comfort-telescoopbuis
- Blijft altijd op het spoor dankzij TrackDrive
- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie

EAN: 4002516742401 / Materiaalnummer: 12433910 /
Oud Materiaalnummer: 41NRF334CE

Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Boost CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SNRF3
Kleur apparaat	Lotuswit
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Comfort-greep	•
Zuigbuis	Comfort-zuigbuis (telescopisch)
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
Mobiliteit	
TrackDrive	•
Actieradius in m	10
Snoerlengte in m	6,5
Filtersysteem	
Uitblaasfilter	Hygiëne AirClean-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	1,0
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	78,0
Breedte in mm	400
Hoogte in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Nominaal vermogen in W	890
Meegeleverde accessoires	
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Zuigmond SBD 365-3	•
Reinigingsborstel	Nee