

Boost CX 1 125 Gala Edition  
Stofzuiger zonder zak  
voor maximaal zuigvermogen in een compact ontwerp.



- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Houdt zelfs kleinste deeltjes tegen – Hygiene AirClean Filter
- Zeer comfortabel in hoogte verstelbaar met de Comfort-telescoopbuis
- Blijft altijd op het spoor dankzij TrackDrive
- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie

EAN: 4002516742838 / Materiaalnummer: 12433940 /  
Oud Materiaalnummer: 41NRF337CE

<b>Jubileumactie</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Model</b>	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Boost CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SNRF3
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
<b>Reiniging</b>	
Vortex-technologie	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Zuigbuis	Comfort-zuigbuis (telescopisch)
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Nominaal vermogen in W	890
<b>Mobiliteit</b>	
TrackDrive	•
Actieradius in m	10
Snoerlengte in m	6,5
<b>Filtersysteem</b>	
Uitblaasfilter	Hygiëne AirClean-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	1,0
<b>Technische gegevens</b>	
Vermogen	890
Volume in dB	78,0
Breedte in mm	400
Hoogte in mm	280
Gewicht in kg	7,8
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Vloerborstel	SBB 300-3 Parkett Twister
Zuigmond SBD 365-3	•
Parkettwister SBB 300-3	•
Reinigingsborstel	Nee