

ProCare Tex 10 A - 10 l

Hoofdwasmiddel, vloeibaar concentraat, alkalisch, 10 l
fosfaatvrij, met EU ecolabel.



- Voor de optimale reiniging van verschillende soorten textiel
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Op basis van duurzame grondstoffen
- Korte houdtijd en hoog waseffect bij een lage dosering
- Zeer goed eiwit- en vetoplossend vermogen
- Voorzien van het EU-ecolabel

EAN: 4002516757771 / Materiaalnummer: 12441970 / Oud Materiaalnummer: 59701202V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Heel goed
Oplossen van eiwit	Goed
Oplossen van vet	Goed
Dosering	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	12,0-13,0
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Wasserettes	•
Hotels, gastronomie	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Bontwasmiddel (zonder bleek)
Alkaliteit	Alkalisch
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkaliën, Tensides
Biologisch afbreekbaar	•
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,17
Op basis van volledig duurzame grondstoffen	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	314
Buitenmaat, nettobreedte in mm	202
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Vulgewicht in g	12500
Inhoud in ml	10000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•
EU-Ecolabel	•
Controlemnnummers	
EU-ecolabel: DE/039/019	•