

## ProCare Tex 10 MA - 5 l

Wasmiddel v. fijne/bonte was, vloeibaar concentraat, mild alkalisch, 5 l voor het reinigen van bonte was en gevoelig textiel.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Vrij van optische witmakers en bleekmiddelen
- Korte houdtijd en schuimbepkend
- Goed eiwit- en vetoplossend vermogen
- Voorzien van het EU ecolabel

EAN: 4002516757665 / Materiaalnummer: 12442010 / Oud Materiaalnummer: 59702102V1

|  |   |
|--|---|
| <b>Productcategorisatie</b>  |   |
| Wasmachines  | •                                       |
| <b>Waswerking</b>  |   |
| Onthechtingskracht van vuil  | Goed                                    |
| Oplossen van eiwit   | Goed                                    |
| Oplossen van vet   | Goed                                    |
| <b>Aanbevolen dosering</b>   |   |
| pH-waarde bij 20 °C  | 9,5                                     |
| <b>Dosering</b>  |   |
| Doseerconcentratie kan worden aangepast                                | •                                       |
| Geschikt voor AutoDos  | •                                       |
| Handmatige dosering  | •                                       |
| Te gebruiken bij alle waterhardheden                                   | •                                       |
| <b>Gebruik</b>   |   |
| Wasserettes  | •                                       |
| Hotels, gastronomie  | •                                       |
| Reiniging van sportkleding   | •                                       |
| Reiniging van bovenkleding   | •                                       |
| Reiniging van bedrijfskleding  | •                                       |
| <b>Producteigenschappen</b>  |   |
| Minimale opslagtemperatuur in °C                                       | 4                                       |
| Maximale opslagtemperatuur in °C                                       | 40                                      |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>   |   |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 193,00                                  |
| <b>Producteigenschappen</b>  |   |
| Mediatype  | Wasmiddel voor fijne/bonte was          |
| Alkaliteit   | Mild alkalisch                          |
| Aggregatietoestand   | Vloeibaar concentraat                   |
| Inhoudsstoffen   | Alkaliën, Conserveringsmiddel, Tensides |
| Fosfaatvrij  | •                                       |
| Effectief bij temperaturen van 30–90 °C                                | •                                       |
| Schuimbepkend  | •                                       |
| Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>                             | 1,03                                    |
| <b>Opslaginstructies</b>   |   |
| Minimale opslagtemperatuur in °C                                       | 4                                       |
| Maximale opslagtemperatuur in °C                                       | 40                                      |
| Droog en vorstvrij bewaren   | •                                       |
| Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten | •                                       |
| Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt          | •                                       |
| Minimale houdbaarheid in maanden                                       | 24                                      |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>   |   |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 256                                     |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm   | 148                                     |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 193                                     |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 249                                     |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm   | 148                                     |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 193                                     |

## ProCare Tex 10 MA - 5 l

Wasmiddel v. fijne/bonte was, vloeibaar concentraat, mild alkalisch, 5 l voor het reinigen van bonte was en gevoelig textiel.



EAN: 4002516757665 / Materiaalnummer: 12442010 / Oud Materiaalnummer: 59702102V1

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Vulgewicht in g                   | 5450    |
| Brutogewicht in kg                | 5,73 kg |
| Inhoud in ml                      | 5000    |
| <b>Conformiteiten, keurmerken</b> |         |
| GHS/CLP-conform                   | •       |
| EU-Ecolabel                       | •       |
| <b>Controlnummers</b>             |         |
| EU-ecolabel: DE/039/020           | •       |