

ProCare Universal 77 A - 500 g  
 Machinereinigerg, alkalisch, 500 g  
 voor het verwijderen van hardnekkige zetmeelaanslag.



- Afbraak van vetafzettingen
- Reductie van geurtjes
- Afgestemd op Miele Professional-apparaten

EAN: 4002516771524 / Materiaalnummer: 12456030 / Oud Materiaalnummer: 66921701V1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Afwasautomaten ProfiLine	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Wasmachines	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van vet	Zeer goed
Verwijderen van olie	Zeer goed
Verwijderen van eiwit	Zeer goed
Verwijderen van zetmeel	Zeer goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 blik
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Machinereinigerg
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Bleekmiddelen op zuurstofbasis, Fosfonaten, Polycarboxylaten, Niet-ionische tensides
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	35
Geschikt voor roestvrij staal	•
Goed reinigingsvermogen	•
Zeer behoedzame reiniging van materiaal	•
Hoger aandeel oplosmiddelen	•
Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden	•
Sterke emulgerende en oplossende werking	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	133
Buitenmaat, nettobreedte in mm	80
Buitenmaat, nettodiepte in mm	80
Buitenmaat, brutohoogte in mm	130
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	80
Vulgewicht in g	500
Brutogewicht in kg	1
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•