

ProCare Universal 81 C - 250 g
Machine-ontkalker, zuur, 250 g
voor het verwijderen van hardnekkige kalkaanslag.



- Afbraak van silicaataanslag
- Verlenging van de levensduur van het verwarmingselement
- Afgestemd op Miele Professional-apparaten

EAN: 4002516770862 / Materiaalnummer: 12456130 / Oud Materiaalnummer: 66920601V1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Afwasautomaten ProfiLine	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Wasmachines	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van kalk en andere in zuur oplosbare verontreinigingen	Zeer goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1-2 blikken
pH-waarde bij 20 °C	4,5
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Machine-ontkalker
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Citroenzuur
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Zeer behoedzame reiniging van materiaal	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Vrij van fosforverbindingen	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	124
Buitenmaat, nettobreedte in mm	66
Buitenmaat, nettodiepte in mm	66
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	70
Buitenmaat, brutodiepte in mm	70
Vulgewicht in g	250
Brutogewicht in kg	0
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•