

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Waskrachtversterker, vloeibaar concentraat, neutraal, 5 l
voor het effectief verwijderen van vetvlekken.



- Verwijdert vetvlekken in ieder wasgoed op behoedzame wijze
- Behoedzame behandeling van vezels en kleuren blijven behouden
- Volledige waskracht al bij 30 °C
- Aanvullend te gebruiken als emulgator en bevochtigingsmiddel

EAN: 4002516776185 / Materiaalnummer: 12495130 / Oud Materiaalnummer: 59709101V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Heel goed
Oplossen van eiwit	Heel goed
Oplossen van vet	Heel goed
Witheidsgraad	Heel goed
Aanbevolen dosering	
Dosering	
Geschikt voor AutoDos	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Wasserettes	•
Hotels, gastronomie	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Waskrachtversterker
Alkaliteit	Neutraal
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Tensides
Biologisch afbreekbaar	•
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Schuimbeperkend	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,00
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	36
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•