

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 5 l

voor het optimaal beschermen van het textiel door betrouwbare neutralisatie.



- Neutralisatiemiddel op basis van citroenzuur
- Om voor te reinigen met zuur of voor gebruik na de hoofdwass
- Geschikt voor alle wasprocessen
- Voorkomt het ontstaan van gele vlekken
- Stabiele, neutrale pH-waarden in het textiel

EAN: 4002516776215 / Materiaalnummer: 12495200 / Oud Materiaalnummer: 59711101V1

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Aanbevolen dosering</b>	
<b>Dosering</b>	
Geschikt voor AutoDos	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Gebruik</b>	
Wasserettes	•
Hotels, gastronomie	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Neutralisatiemiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur
Biologisch afbreekbaar	•
Fosfaatvrij	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,23
Op basis van volledig duurzame grondstoffen	•
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•