

ProCare Tex 30 C - 10 l

Neutralisatiemiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 10 l

voor het optimaal beschermen van het textiel door betrouwbare neutralisatie.



- Neutralisatiemiddel op basis van citroenzuur
- Om voor te reinigen met zuur of voor gebruik na de hoofdwass
- Geschikt voor alle wasprocessen
- Voorkomt het ontstaan van gele vlekken
- Stabiele, neutrale pH-waarden in het textiel

EAN: 4002516776222 / Materiaalnummer: 12495210 / Oud Materiaalnummer: 59711201V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	2,5
Dosering	
Geschikt voor AutoDos	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Wasserettes	•
Hotels, gastronomie	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Neutralisatiemiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur
Biologisch afbreekbaar	•
Fosfaatvrij	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,23
Op basis van volledig duurzame grondstoffen	•
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•