

DKF 40-R

Regenereerbaar Longlife AirClean anti-geurfilter
voor Miele afzuigkappen met luchtcirculatie DAC 2x4x en DAC 4x40.



EAN: 4002516808947 / Materiaalnummer: 12500160 /
Oud Materiaalnummer: 28996470EU1

- Merkbaar frisse lucht met een neutrale geur in de hele keuken
- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Lage stromingsweerstand dankzij bijzondere constructie