

APLW 891

Uitbreidingsset

Meetmodule geleidbaarheid voor inbouw in de PLW 7111.



- Voor de bepaling van de geleidbaarheid in het spoelwater
- De inbouw wordt uitgevoerd door de Miele Service

EAN: 4002516779414 / Materiaalnummer: 12506460 /
Oud Materiaalnummer: 69242013D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Productcategorie	
Ombouwset	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van volgelaatsmaskers	•
Herverwerking van draagframe voor ademhalingsbeschermingsmiddelen	•
Behandeling van persluchtflessen	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	107
Buitenmaat, brutobreedte in mm	130
Buitenmaat, brutodiepte in mm	195
Nettogewicht in kg	0,49
Brutogewicht in kg	0,59