

WA UP2 1403 L
Miele UltraPhase 2
universele UltraPhase 2 geschikt voor elke UltraPhase 1.

EAN: 4002516777977 / Materiaalnummer: 12517010 /
Oud Materiaalnummer: 11997298EU1



- Actieve zuurstof voor zacht en effectief vlekken verwijderen
- OxiCare voor onderhoud en zuiverheid van textiel en machine
- WhiteBooster voor stralend witte was
- Tot 30% minder verbruik dankzij automatische dosering
- Zeer zuinig – 1,4 liter voor 50 wasbeurten
- Voor Miele wasmachines en wasdroogcombinaties met TwinDos