

A 315/1

Module

voor zekere en zuinige behandeling van holle instrumenten.



- Verhoging van de injectorcapaciteit van 22 naar 44 stuks
- Kan worden gebruikt in alle A 151 onderrekken op de markt
- Alle gangbare tand- en KNO-adapters en accessoires zijn bruikbaar

EAN: 4002516881186 / Materiaalnummer: 12531630 /

Oud Materiaalnummer: 69631501D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Inzet voor KNO-instrumenten	•
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
Toepassing	
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Capaciteit	
KNO-instrumenten [aantal]	22
Hand- en hoekstukken [aantal]	22
Spenen [aantal]	22
Holle instrumenten [aantal]	22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	165
Buitenmaat, brutobreedte in mm	505
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	2,90
Brutogewicht in kg	3,66
Meegeleverde verpakking	
A 838 sleutelset [aantal]	1