


APWD 153

Rek

voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.



EAN: 4002516847540 / Materiaalnummer: 12537450 /

Oud Materiaalnummer: 69615300D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PWD 8682 C	•
<b>Productcategorie</b>	
Lafette/rekdrager	•
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekkundige instrumenten	•
Behandeling van instrumenten van dierenartsen	•
Behandeling van podologische instrumenten	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van kleine onderdelen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	88
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	522
Buitenmaat, brutohoogte in mm	115
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	553
Nettogewicht in kg	1,86
Brutogewicht in kg	2,47