

TU HyClean Pure

Stofzuigerzak HyClean Pure TU

met de beste filtercapaciteit van 99,99% dankzij Miele AirClean-systeem.

EAN: 4002516829751 / Materiaalnummer: 12557060 /
Oud Materiaalnummer: 41996682INT



- 80% recycalaat en maximale prestaties – uniek op de markt
- Langste gebruiksduur door gepatenteerde 3D luchtstroomgeleider
- Nog hygiënischer door HyClose, de automatische afsluiting van de stofzuigerzak
- Uiterste efficiëntie bij het stofzuigen met laag stroomverbruik
- Inhoud: 4 stofzuigerzakken, 1 AirClean-uitblaasfilter
- Geschikt voor alle Guard L1- en Guard S1-modellen