

CO HyClean Pure
Stofzuigerzak HyClean Pure CO
met de beste filtercapaciteit van 99,99% dankzij Miele AirClean-systeem.

EAN: 4002516830085 / Materiaalnummer: 12557080 /
Oud Materiaalnummer: 41996683INT



- 80% recycelaat en maximale prestaties – uniek op de markt
- Langste gebruiksduur door gepatenteerde 3D luchtstroomgeleider
- Nog hygiënischer door HyClose, de automatische afsluiting van de stofzuigerzak
- Uiterste efficiëntie bij het stofzuigen met laag stroomverbruik
- Inhoud: 4 stofzuigerzakken, 1 AirClean-uitblaasfilter
- Geschikt voor alle Guard M1-modellen