

Guard S1
Stofzuiger met zak
hoge zuigkracht | licht en compact | incl. tegoedbon voor HEPA AirClean-filter



- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Ergonomische greep: voor een comfortabele bediening
- 99,99%* stofopname door AirClean-filter
- Lange levensduur: getest op een levensduur van 20 jaar**
- 10 m actieradius: moeiteloze reiniging van grotere oppervlakken
- Eenvoudige bediening dankzij licht en compact ontwerp
- In hoogte verstelbare EasySlide-telescopische zuigbuis

* Conform IEC 62885-2:2021

** Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde Guard stofzuigerserie heeft Miele de modellen en kerncomponenten getest gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) op verschillende vermogensstanden. Meer informatie:

miele.com/20years

EAN: 4002516794219 / Materiaalnummer: 12558410 /
Oud Materiaalnummer: 41TAF031CE

Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Model	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Guard S1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	STAFO
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Zuigbuis	Ontgrendeling voor EasySlide-telescopische zuigbuis
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Mobiliteit	
Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	10
Snoerlengte in m	7,5
Filtersysteem	
Type stofzuigerzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Stofstandindicator	•
Uitblaasfilter	AirClean-filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingsysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	76,0
Breedte in mm	425
Hoogte in mm	230
Gewicht in kg	5,7
Meegeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	op VarioClip
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Zuigmond	•
Tegoedbon: extra HEPA-filters	•
Tegoedbon stofzuigerzakken	•