

Guard L1

Stofzuiger met zak

Krachtig | Premium design | comfortabele reiniging met 2-in-1 zuigmond



- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Lange levensduur: getest op een levensduur van 20 jaar*
- Het optimale vermogen voor elke reinigingstaak: u kunt kiezen uit 4 modi
- Individueel instelbare hoogte & ergonomische comfortgreep
- Premium designconcept met stijlvolle toepassingen
- Extra bereik, minder vaak wisselen van stopcontact: 12 m actieradius
- 2-in-1 meubel- en kierenborstel voor gemakkelijk reinigen zonder verwisselen
- Hygiëne AirClean-filter: effectieve filtratie voor een schone binnenlucht

* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde Guard stofzuigerserie heeft Miele de modellen en kerncomponenten getest gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) op verschillende vermogensstanden. Meer informatie:

miele.com/20years

EAN: 4002516794431 / Materiaalnummer: 12558860 /
Oud Materiaalnummer: 41UDF018CE

| | |
|--|------------------|
| Model en design | |
| Kleur | Terrarood |
| Model | |
| Sledestofzuiger met stofzuigerzak | • |
| Productnaam | Guard L1 |
| Motorvariant | PowerLine |
| Typeaanduiding | SUDFO |
| Bedieningsgemak | |
| Elektronische zuigkrachtregeling | Voetpedalen +/- |
| Lichtgevend display voor vermogensindicatie | • |
| Zuigbuis | Zuigbuis X(HES) |
| Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen | • |
| Parkeersysteem voor het opbergen | aan beide kanten |
| Comfort-snoerhaspel | • |
| Comfort-greep 2.0 | • |
| Mobiliteit | |
| Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien | • |
| Driepunts-zwenksysteem | • |
| Actieradius in m | 12 |
| Snoerlengte in m | 8,5 |
| Filtersysteem | |
| Type stofzuigerzak | HyClean Pure TU |
| Inhoud stofzuigerzak in l | 3,5 |
| Stofstandindicator | • |
| Uitblaasfilter | AirClean-filter |
| Motorfilter | • |
| Veiligheid | |
| Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep | • |
| Automatische positionering van stofzuigerzak | • |
| Meubelstootrand rondom | • |
| Technische gegevens | |
| Vermogen | 890 |
| Volume in dB | 75,0 |
| Breedte in mm | 500 |
| Hoogte in mm | 239 |
| Gewicht in kg | 6,6 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Driedelige accessoires | geïntegreerd |
| Meubelzuigmond | • |
| Kierenborstel | • |
| Reliëfborstel kunststof borstel | • |
| Zuigmond | • |
| Tegoodbon stofzuigerzakken | • |