

Guard L1 Flex
Stofzuiger met zak
Krachtig | Premium ontwerp | inclusief flexibele kierenborstel



- 2-in-1 meubel- en kierenborstel voor gemakkelijk reinigen zonder verwisselen
- Lange levensduur: getest op een levensduur van 20 jaar*
- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Individueel instelbare hoogte & ergonomische comfortgreep
- Het optimale vermogen voor elke reinigingsstaak: u kunt kiezen uit 4 modi
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen: flexibele kierenborstel
- Hygiëne AirClean-filter: effectieve filtratie voor een schone binnenlucht
- Premium designconcept met stijlvolle toepassingen

* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde Guard stofzuigerserie heeft Miele de modellen en kerncomponenten getest gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) op verschillende vermogensstanden.
Meer informatie:

miele.com/20years

EAN: 4002516794455 / Materiaalnummer: 12558880 /
Oud Materiaalnummer: 41UDFO30CE

Model en design	
Kleur	Sunsetgeel
Model	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SUDFO
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Voetpedalen +/-
Lichtgevend display voor vermogensindicatie	•
Zuigbuis	Zuigbuis X(HES)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
Comfort-greep 2.0	•
Mobiliteit	
Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	12
Snoerlengte in m	8,5
Filtersysteem	
Type stofzuigerzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Stofstandindicator	•
Uitblaasfilter	AirClean-filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	500
Hoogte in mm	239
Gewicht in kg	6,6
Meegeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Extra lange, flexibele kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Zuigmond	•
Tegoodbon stofzuigerzakken	•