

Guard L1 Allergy  
Stofzuiger met zak  
Krachtig | HEPA AirClean-filter | ideaal voor mensen met een allergie



- 2-in-1 meubel- en kierenborstel voor gemakkelijk reinigen zonder verwisselen
- Het optimale vermogen voor elke reinigingstaak: u kunt kiezen uit 4 modi
- Premium designconcept met stijlvolle toepassingen
- Individueel instelbare hoogte & ergonomische comfortgreep
- Voor een moeiteloze reiniging: 2-in-1 zuigmond voor meubels en kieren
- Ideaal voor mensen met allergieën dankzij het HEPA AirClean-filter
- Lange levensduur: getest op een levensduur van 20 jaar\*
- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen

\* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde Guard stofzuigerserie heeft Miele de modellen en kerncomponenten getest gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) op verschillende vermogensstanden. Meer informatie:

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

EAN: 4002516794486 / Materiaalnummer: 12558920 /  
Oud Materiaalnummer: 41UFF033CE

<b>Model en design</b>	
Kleur	Briljantwit
<b>Model</b>	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SUFFO
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachtregeling	Voetpedalen +/-
Lichtgevend display voor vermogensindicatie	•
Zuigbuis	Zuigbuis X(HES)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
Comfort-greep 2.0	•
<b>Mobiliteit</b>	
Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	12
Snoerlengte in m	8,5
<b>Filtersysteem</b>	
Type stofzuigerzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Stofstandicator	•
Uitblaasfilter	HEPA AirClean-filter
Motorfilter	•
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
<b>Technische gegevens</b>	
Vermogen	890
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	500
Hoogte in mm	239
Gewicht in kg	6,6
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Zuigmond	•
Tegoodbon stofzuigerzakken	•