

Guard L1 Cat & Dog

Stofzuiger met zak

Krachtig | Opzetstuk voor verwijderen van dierenharen | Ideaal voor huisdierbezitters



- Active AirClean-filter neutraliseert onaangename geurtjes
- Duurzaam: getest op een levensduur van 20 jaar*
- ComfortFit: ontwikkeld voor de hoogste hygiënestandaarden
- Individueel instelbare hoogte en ergonomische Comfort-handgreep
- Voor een moeiteloze reiniging: 2-in-1 zuigmond voor meubels en kieren
- Het optimale vermogen voor elke reinigingstaak: je kan kiezen uit 4 modi
- Premium designconcept met stijlvolle toepassingen
- Turboborstel: verwijdert hardnekkig vuil en dierenharen

* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde Guard stofzuigerserie heeft Miele de modellen en kerncomponenten getest gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) op verschillende vermogensstanden. Meer informatie: algemene voorwaarden

EAN: 4002516794493 / Materiaalnummer: 12558930 /
Oud Materiaalnummer: 41UZF034CE

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	Guard L1 Cat & Dog
Materiaalnummer fabrikant	12558930
EAN-nummer	4002516794493
Model	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SUZFO
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Voetpedalen +/-
Lichtgevend display voor vermogensindicatie	•
Zuigbuis	Zuigbuis X(HES)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Comfort-snoerhaspel	•
Comfort-greep 2.0	•
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Vierpunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	12
Snoerlengte in m	8,5
Filtersysteem	
Type stofzuigerzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Stofstandicator	•
Uitblaasfilter	Active AirClean-filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	500
Hoogte in mm	239
Diepte in mm	288
Gewicht in kg	6,6
Meegeleverde accessoires	
Bergruimte voor accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel	•
Zuigmond SBD 365-3	•
Turboborstel STB 305-3 (DUBBEL; GESLOTEN)	•
HyClean Pure TU-stofzuigerzak	•

Miele

Guard L1 Cat & Dog

Stofzuiger met zak

Krachtig | Opzetstuk voor verwijderen van dierenharen | Ideaal voor huisdierbezitters

EAN: 4002516794493 / Materiaalnummer: 12558930 /

Oud Materiaalnummer: 41UZFO34CE

Tegoebon voor HyClean Pure TU

