

Guard L1 Cat & Dog Flex

Stofzuiger met zak

krachtig | opzetstuk voor verwijderen van dierenharen | flexibele kierenborstel



- 2-in-1 meubel- en kierenborstel voor gemakkelijk reinigen zonder verwisselen
- Active AirClean-filter neutraliseert onaangename geurtjes
- Lange levensduur: getest op een levensduur van 20 jaar*
- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Individueel instelbare hoogte & ergonomische comfortgreep
- Voor een moeiteloze reiniging: 2-in-1 zuigmond voor meubels en kieren
- Het optimale vermogen voor elke reinigingsstaak: u kunt kiezen uit 4 modi
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen: flexibele kierenborstel
- Premium designconcept met stijlvolle toepassingen
- Turboborstel: verwijdert hardnekkig vuil en dierenharen

* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde Guard stofzuigerserie heeft Miele de modellen en kerncomponenten getest gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) op verschillende vermogensstanden. Meer informatie:

miele.com/20years

EAN: 4002516794509 / Materiaalnummer: 12558940 / Oud Materiaalnummer: 41UZFO35CE

Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Model	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SUZFO
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Voetpedalen +/-
Lichtgevend display voor vermogensindicatie	•
Zuigbuis	Zuigbuis X(HES)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
Comfort-greep 2.0	•
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	12
Snoerlengte in m	8,5
Filtersysteem	
Type stofzuigerzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Stofstandindicator	•
Uitblaasfilter	Active AirClean-filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	73,0
Breedte in mm	500
Hoogte in mm	239
Gewicht in kg	6,6
Meegeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Extra lange, flexibele kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Zuigmond	•
Tegoedbon stofzuigerzakken	•
Turboborstel STB 305-3	•