

Guard L1 Parquet
Stofzuiger met zak
Krachtig | DynamicDrive | behoedzame reiniging van harde vloeren



- 2-in-1 meubel- en kierenborstel voor gemakkelijk reinigen zonder verwisselen
- AirClean Plus-filter: meer dan 99,99%* stofopname
- Lange levensduur: getest op een levensduur van 20 jaar**
- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Individueel instelbare hoogte & ergonomische comfortgreep
- Voor een moeiteloze reiniging: 2-in-1 zuigmond voor meubels en kieren
- Het optimale vermogen voor elke reinigingstaak: u kunt kiezen uit 4 modi
- Stil en zacht: Dynamic Drive loopwieltjes
- Parquet Twister-borstel voor behoedzaam reinigen van harde vloeren
- Premium designconcept met stijlvolle toepassingen

* conform IEC 62885-2:2021

** Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde Guard stofzuigerserie heeft Miele de modellen en kerncomponenten getest gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) op verschillende vermogensstanden. Meer informatie:

miele.com/20years

EAN: 4002516794554 / Materiaalnummer: 12558990 /
Oud Materiaalnummer: 41USF040CE

Model en design	
Kleur	Briljantwit
Model	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SUSF0
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Voetpedalen +/-
Lichtgevend display voor vermogensindicatie	•
Zuigbuis	Zuigbuis X(HES)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
Comfort-greep 2.0	•
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
DynamicDrive	•
Actieradius in m	12
Snoerlengte in m	8,5
Filtersysteem	
Type stofzuigerzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Stofstandindicator	•
Uitblaasfilter	AirClean Plus-Filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	506
Hoogte in mm	239
Gewicht in kg	6,6
Meegeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Vloerborstel	SBB 300-3 Parkett Twister
Zuigmond	•
Tegoedbon stofzuigerzakken	•