

Guard L1 Comfort XL

Stofzuiger met zak

Krachtig | Actieve connectiviteit | Premium uitvoering | Harde vloeren



- Automatische modus: aanpassing van het zuigvermogen aan de vloer
- Slim gekoppeld voor meer mogelijkheden – Miele@home
- ComfortFit: ontwikkeld voor de hoogste hygiënestandaarden
- Ergonomisch draadloze greep: eenvoudige bediening via de greep
- Ideaal voor mensen met allergieën dankzij het HEPA AirClean-filter
- Intuïtieve bediening met premium LCD-display
- Stil en zacht: strijkrollen met Dynamic Drive
- Parquet Twister XL (41 cm): ideaal voor grote harde vloeren
- Premium designconcept met stijlvolle toepassingen
- Slim en intelligent: app-integratie

EAN: 4002516794585 / Materiaalnummer: 12559030 /
Oud Materiaalnummer: 41UMF043CE

Model en design	
Kleur apparaat	Titanium PF
Model	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SUMFO
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Handgreepbediening
Lichtgevend display voor vermogensindicatie	•
Zuigbuis	Zuigbuis X(HES)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Automatic-stand	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
Draadloze comfort-greep 2.0	•
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
DynamicDrive	•
Actieradius in m	12
Snoerlengte in m	8,5
Filtersysteem	
Type stofzuigerzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Stofstandicator	•
Uitblaasfilter	HEPA AirClean-filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	500
Hoogte in mm	239
Gewicht in kg	6,7
Meegeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Vloerborstel	SBB 400-3 Parkett Twister XL
Zuigmond SBD 365-3	•
Tegoedbon stofzuigerzakken	•