

Guard M1 Select
Stofzuiger met zak
Hoog zuigvermogen | stijlvol design | bijzonder ergonomisch



- ComfortFit: ontwikkeld voor de hoogste hygiënestandaarden
- Lange levensduur: Getest om jarenlang topprestaties te leveren*
- AirClean Plus-filter: meer dan 99,99%** stofopname
- Modustoets: pas het zuigvermogen eenvoudig aan jouw behoeften aan
- Handig vak met driedelige accessoire voor meer gebruiksgemak
- Stijlvol ontwerpconcept en verlichte led-symbolen
- Extra bereik, minder vaak wisselen van stopcontact: 11m actieradius

* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde Guard stofzuigerserie heeft Miele de modellen en kerncomponenten getest gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) op verschillende vermogensstanden. Meer informatie: algemene voorwaarden

** conform IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516795308 / Materiaalnummer: 12560360 /
Oud Materiaalnummer: 41VTF039CE

Model en design	
Kleur	Casagrijs
Model	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Guard M1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SVTFO
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Modustoets
Zuigbuis	Telescopische zuigbuis medium, HES
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
EFS-greep	•
Mobiliteit	
Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	11
Snoerlengte in m	7,5
Filtersysteem	
Type stofzuigerzak	HyClean Pure CO
Inhoud stofzuigerzak in l	4,5
Stofstandindicator	•
Uitblaasfilter	AirClean Plus-Filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	77
Breedte in mm	496
Hoogte in mm	227
Gewicht in kg	6,7
Meegeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Zuigmond	•
Tegoedbon: extra HEPA-filters	•