

PRO UP1 - 1,4 l

Miele UltraPhase 1, vloeibaar concentraat, neutraal, 1,4 l  
2-componentenwasmiddel voor bont, wit en fijn wasgoed.



- Voor heldere kleuren en stralend wit wasgoed
- Uitstekende vlekverwijdering ook bij lage temperaturen
- Dankzij Miele Aqua ruikt textiel aangenaam fris
- Geen overdosering dankzij automatische dosering
- Hoog rendement – 1,4 liter voor 37 wasprogramma's
- Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos

EAN: 4002516801375 / Materiaalnummer: 12581650 / Oud Materiaalnummer: 59712801V1

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Waswerking</b>	
Onthechtingskracht van vuil	Heel goed
Oplossen van eiwit	Heel goed
Oplossen van vet	Heel goed
<b>Aanbevolen dosering</b>	
<b>Dosering</b>	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	2-componentenwasmiddel
Alkaliteit	Neutraal
Aggregatietoestand	Vloeibaar
Inhoudsstoffen	Tensides, Enzymen, Geurstoffen, Fosfonaten
Biologisch afbreekbaar	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,07
Eenvoudige bediening	•
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	35
Minimale houdbaarheid in maanden	60
Koel en donker bewaren	•
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•