

PRO UP2 - 1,4 l

Miele UltraPhase 2, vloeibaar concentraat, zuur, 1,4 l
2-componentenwasmiddel voor bont, wit en fijn wasgoed.



- Actieve zuurstof voor een zachte en effectieve vlekverwijdering
- WhiteBooster voor stralend wit wasgoed
- Geen overdosering dankzij automatische dosering
- Hoog rendement – 1,4 liter voor 50 wasprogramma's
- Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos

EAN: 4002516801313 / Materiaalnummer: 12581660 / Oud Materiaalnummer: 59713801V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Heel goed
Oplossen van eiwit	Heel goed
Oplossen van vet	Heel goed
Bleekwerking	Heel goed
Aanbevolen dosering	
Dosering	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	2-componentenwasmiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar
Inhoudsstoffen	Optische
Biologisch afbreekbaar	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,02
Eenvoudige bediening	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	35
Minimale houdbaarheid in maanden	60
Koel en donker bewaren	•
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•