

PRO UP2 - 1,4 l

Miele UltraPhase 2, vloeibaar concentraat, zuur, 1,4 l
2-componentenwasmiddel voor bont, wit en fijn wasgoed.



- Actieve zuurstof voor een zachte en effectieve vlekverwijdering
- WhiteBooster voor stralend wit wasgoed
- Geen overdosering dankzij automatische dosering
- Hoog rendement – 1,4 liter voor 50 wasprogramma's
- Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos

EAN: 4002516801313 / Materiaalnummer: 12581660 / Oud Materiaalnummer: 59713801V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Heel goed
Oplossen van eiwit	Heel goed
Oplossen van vet	Heel goed
Bleekwerking	Heel goed
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	4,9 - 5,3
Dosering	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	35
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	94,00
Producteigenschappen	
Mediatype	2-componentenwasmiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar
Inhoudsstoffen	Optische
Biologisch afbreekbaar	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,02
Eenvoudige bediening	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	35
Minimale houdbaarheid in maanden	60
Koel en donker bewaren	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	258
Buitenmaat, nettobreedte in mm	90
Buitenmaat, nettodiepte in mm	93
Buitenmaat, brutohoogte in mm	260
Buitenmaat, brutobreedte in mm	94
Buitenmaat, brutodiepte in mm	94
Brutogewicht in kg	1,60 kg
Inhoud in ml	1400
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•