

PRO TDC - 1,4 l

Miele TwinDos Care, vloeibaar concentraat, zuur, 1,4 l

Reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem.



EAN: 4002516801146 / Materiaalnummer: 12581770 / Oud Materiaalnummer: 59714801V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Aanbevolen dosering	
Dosering	
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Reinigingsmiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar
Inhoudsstoffen	
Biologisch afbreekbaar	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,00
Eenvoudige bediening	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	35
Minimale houdbaarheid in maanden	60
Koel en donker bewaren	•
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•

- Voor het spoelen van de TwinDos-doseerslangen
- Te gebruiken voor een langere gebruikspauze (min. 2 maanden)
- Waarborgt de optimale functie van het automatische doseersysteem
- Voor ca. 5 spoelcycli
- Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos