

Set 6 PRO UP

Miele set UltraPhase 1 en 2, 6 x 1,4 l

bestaande uit 4 x UltraPhase 1 en 2 x UltraPhase 2.



- Voor heldere kleuren en stralend wit wasgoed
- Optimaal afgestemde dosering voor perfecte reiniging
- Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos

EAN: 4002516801887 / Materiaalnummer: 12588750 / Oud Materiaalnummer: 59712901V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Heel goed
Oplossen van eiwit	Heel goed
Oplossen van vet	Heel goed
Dosering	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Aggregatietoestand	Vloeibaar
Biologisch afbreekbaar	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Eenvoudige bediening	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	35
Minimale houdbaarheid in maanden	60
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•