

DV1 DIN51

Aftapkraan

voor het eenvoudig bijvullen van vloeibare ProCare-producten.

EAN: 4002516815440 / Materiaalnummer: 12594480 / Oud Materiaalnummer: 59713001V1



- Eenvoudig, snel en schoon doseren
- DIN 51 Schroefsluiting voor de ProCare-jerrycans van 5 en 10 liter
- Lichtlopende hendel voor een eenvoudige bediening

Productcategorisatie	
ProCare	•
Mogelijkheden	
Eenvoudig navullen van ProCare vloeibare producten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150,00
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	62
Buitenmaat, nettobreedte in mm	98
Buitenmaat, nettodiepte in mm	66
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	0