

XKM 3200 WL LMD86

Communicatiemodule voor apparaten van de generatie PLW/PWD 868x of 869x voor ExpertLine voor aansluiting op Miele MOVE, Segosoft of andere docu-software



- Ultramoderne connectiviteit met Miele MOVE
- Veilige overdracht via Ethernet
- REST-interface met levering van gegevens in JSON-indeling
- Flexibele werking in het lokale netwerk
- De laatste 30 procesprotocollen worden op het apparaat opgeslagen

EAN: 4002516866527 / Materiaalnummer: 12611070 /
Oud Materiaalnummer: 68822104D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Reinigings- en desinfectieapparaten, brandweer en hulpdiensten	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van intramedullaire spijkers/boren	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	40
Buitenmaat, nettobreedte in mm	90
Buitenmaat, nettodiepte in mm	110
Buitenmaat, brutohoogte in mm	105
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	210

XKM 3200 WL LMD86

Communicatiemodule voor apparaten van de generatie PLW/PWD 868x of 869x
voor ExpertLine voor aansluiting op Miele MOVE, Segosoft of andere docu-software

EAN: 4002516866527 / Materiaalnummer: 12611070 /
Oud Materiaalnummer: 68822104D



Nettogewicht in kg	0,18
Brutogewicht in kg	0,46