


A 100

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van injectormodules of inzetrekken.



- Bovenrek met twee modulekoppelingen
- Voor het plaatsen van 2 injectormodules of inzetten
- Automatische afsluiting wateraansluiting indien buiten gebruik
- Belaadhogte met module met plastic steunen bedraagt 190 mm
- Beladingsmaten: breedte 489, lengte 440 mm

EAN: 4002516841296 / Materiaalnummer: 12642640 /

Oud Materiaalnummer: 69610002D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Productcategorie

Rek met modulekoppeling

•

Bovenrek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Toepassing

Herverwerking van pipetten/injectieflacons

•

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

141

Buitenmaat, nettobreedte in mm

525

Buitenmaat, nettodiepte in mm

528

Buitenmaat, brutohoogte in mm

170

Buitenmaat, brutobreedte in mm

555

Buitenmaat, brutodiepte in mm

565

Nettogewicht in kg

2,92

Brutogewicht in kg

3,56