


A 101

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



- Installatiehoogte 160 +/- 30 mm, -breedte 475 mm, -diepte 443 mm
- Met geïntegreerde sproeiarm

EAN: 4002516828143 / Materiaalnummer: 12645590 /

Oud Materiaalnummer: 69610101D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem

•

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch

•

Accessoires bij apparatuur

PG 8063

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8592

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 8683 [Safety]

•

PLW 8693 [Safety]

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Bovenrek

•

Lafette/rekdrager

•

Bovenrek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

•

Herverwerking van gynaecologische instrumenten

•

Herverwerking van KNO-instrumenten

•

Herverwerking van schalen

•

Herverwerking van nierbekkens

•

Herverwerking van OK-instrumenten

•

Herverwerking van diverse hulpstukken

•

Herverwerking van ademluchttoestellen

•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

206

Buitenmaat, nettobreedte in mm

528

Buitenmaat, nettodiepte in mm

527

Buitenmaat, brutohoogte in mm

220

Buitenmaat, brutobreedte in mm

540

Buitenmaat, brutodiepte in mm

550


Nettogewicht in kg

3,03

A 101

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



EAN: 4002516828143 / Materiaalnummer: 12645590 /

Oud Materiaalnummer: 69610101D

Brutogewicht in kg

3,68