


A 102

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



- Installatiehoogte 205 +/- 30 mm, -breedte 475 mm, -diepte 443 mm
- Met geïntegreerde sproeiarm


EAN: 4002516855262 / Materiaalnummer: 12645600 /
Oud Materiaalnummer: 69610201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
SPRI-zeefschalen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	206
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	527
Buitenmaat, brutohoogte in mm	230
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	545

A 102

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



EAN: 4002516855262 / Materiaalnummer: 12645600 /
Oud Materiaalnummer: 69610201D

Nettogewicht in kg	3,04
Brutogewicht in kg	3,78